

گرفتن ECG

سوال 1

سناریو:

از بیمار نما یک EKG کامل شامل لیدهای سمت راست بگیرید.

ردیف	سؤالات	معیار	عملکرد دانشجو
1	به بیمار نما توضیح می دهد که قصد گرفتن EKG از وی دارد	1/5	
2	از بیمار نما می خواهد که روی تخت دراز کشیده وسایل فلزی را خارج و قفسه سینه و مچ پا را برهنه کند	2/5	
3	قبل از اتصال لیدهای اندامی از ژل استفاده می کند	1/5	
4	لیدهای اندامی را در محل درست قرار می دهد دست راست و چپ ، پای چپ	3	
5	لید V1 را در فضای چهارم بین دنده ای راست استرنوم قرار می دهد	1	
6	لید V2 را در فضای چهارم بین دنده ای چپ استرنوم قرار می دهد	1	
7	لید V3 را بین 72-74 قرار می دهد	1	
8	لید V4 را در خط مید کلا ویکولر فضای پنجم بین دنده ای قرار می دهد	1	
9	لید V5 را در خط آگزیلاری قدامی در سطح 74 قرار می دهد	1	
10	لید V6 را در خط بید آگزیلاری در سطح 74 قرار می دهد	1	
11	لید V3R را در سمت مقابل 73 سمت راست قرار می دهد	1/5	
12	لید V4R را در سمت مقابل 74 سمت راست قرار می دهد	1/5	
13	ولتاژ دستگاه را چک می کند ارتفاع 10mm	1/5	
14	سرعت حرکت نوار را چک می کند 25 mm 1 sec	1/5	

اطلاعات آموزشی - سناریوی بیمار نما:

بیمار نما آقای 40 ساله که با درد قفسه سینه مراجعه کرده شما قبلا شرح حال و معاینه فیزیکی را انجام داده اید و حالا قصد گرفتن EKG از روی او دارید.